

Информация взята из сайта: <https://soctrade.ua>

Изучение высвобождения наночастиц TiO₂ из текстильных тканей с помощью ICP-MS

В текстильной промышленности использование наночастиц диоксида титана (TiO₂) нашло широкое применение благодаря их способности обеспечить защиту от ультрафиолета, улучшения гидрофильности тканей, и обеспечения бактерицидных характеристик, а также нейтрализации запахов.

Поскольку использование наночастиц TiO₂ возрастает в последние годы, возникает вопрос о том, как сильно наночастицы TiO₂ внедряются в ткани и насколько легко они высвобождаются, из-за потенциального воздействия на людей, носящих одежду. А также насколько наночастицы TiO₂ вымываются при стирке и что с ними происходит, когда ткани, содержащие их, в конце концов, выбрасываются.

В настоящее время высвобождение наночастиц TiO₂ из тканей еще не тщательно изучено. Исследования, касающиеся высвобождения наночастиц, чаще всего используют обычные методы, такие как микроскопия (SEM, TEM, AFM), динамическое рассеяние света, рентгеновские методы (фотоэлектронная спектроскопия, дифракция), фракционирование потока поля, и УФ-спектроскопия. Тем не менее, все эти методы достаточно ограничены, вследствие неспособности выявлять наночастицы на уровнях ниже ppb, низкой пропускной способности или отсутствия информации об отдельных наночастицах.

С развитием метода (SP-ICP-MS), эти ограничения были преодолены. Быстрое измерение отдельных частиц позволяет измерять большое количество частиц за короткий промежуток времени и предоставляет информацию об отдельных наночастицах, включая их распределение по размеру частиц, количество частиц и концентрацию частиц. Кроме того, SP-ICP-MS может различать растворенные (ионные) и дисперсные формы металлов. SP-ICP-MS уже показала свою способность измерять содержание наночастиц TiO₂ в солнцезащитных кремах.

В данной работе изучается высвобождение наночастиц TiO₂ из различных коммерческих текстильных изделий.

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК:

https://www.perkinelmer.com/lab-solutions/resources/docs/app_013846_01_nexion_sp-icp-ms_tio2_nps_in_fabric.pdf

The logo for SocTrade, featuring the word "SocTrade" in a green, sans-serif font, enclosed within a green oval shape. The top and bottom of the oval are slightly curved. The background of the page is white with a decorative border at the top and bottom consisting of thin green lines and dots forming a network-like pattern.

SocTrade

SocTrade поставляет и обслуживает специализированное и аналитическое лабораторное оборудование. Специализированное — значит используется в рамках одной отрасли. Мы особенно сильны в оснащении лабораторий агро- и пищевой продукции, а также лабораторий, контролирующих качество нефтепродуктов. Аналитическое оборудование — универсальное, но более сложное и используется для высокоточных анализов в научно-исследовательских или развитых промышленных лабораториях.

За годы работы в этой сравнительно узкой, но очень интересной области, мы накопили огромный опыт, которым хотим делиться. Поэтому проводим круговые испытания, разрабатываем новые ДСТУ, сотрудничаем с институтами, предоставляя им оборудование для исследовательских и образовательных целей, участвуем и организуем лабораторные выставки и конференции. В общем, с энтузиазмом подключаемся к любой деятельности, направленной на повышение уровня контроля качества и естественных наук в Украине.

Сайт: <https://soctrade.ua/>

Телефон:
тел/факс, +380 (48) 757-87-88 (многоканальный)

ООО "СОКТРЕЙД" 65016, Украина, г. Одесса, ул. Литературная, 12, офис 206

Электронная почта: office@soctrade.ua

ICP - Mass Spectrometry

Authors:

A. Mackevica

M.E. Olsson

S.F. Hansen

Technical University of Denmark
Department of Environmental Engineering
Kgs. Lyngby, Denmark

Characterization of TiO₂ Nanoparticle Release from Fabrics by Single Particle ICP-MS

to provide UV protection, increase the hydrophilic nature of fabrics, provide antibacterial characteristics, and reduce odors.¹ As TiO₂ use has increased, questions have arisen about how strongly the TiO₂ NPs are bound to the fabrics and how easily they are released, due to potential impacts on people wearing TiO₂-infused clothes and the environment, as TiO₂-containing textiles are laundered and, eventually, discarded.

Currently, TiO₂ NP release from fabrics has not been studied extensively. Studies addressing NP release commonly use conventional techniques, such as microscopy (SEM, TEM, AFM), dynamic light scattering, X-ray techniques (photoelectron spectroscopy, diffraction), field flow fractionation, and UV spectroscopy.² However, all of these techniques suffer from limitations, the main ones being inability to analyze NPs at sub-ppb levels, low throughput, or lack of information on individual particles.

With the development of Single Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (SP-ICP-MS), these limitations have been overcome^{3,4}: rapid measurement of individual particles, allowing a large number of particles to be measured in a short time period and providing information on individual particles, including particle-size distribution, particle number, and particle concentration. In addition, SP-ICP-MS can distinguish dissolved (ionic) and particulate forms of the metal being measured. SP-ICP-MS has already shown its ability to measure TiO₂ NPs in sunscreens.⁵

Introduction

In the textile industry, the use of titanium dioxide (TiO₂) nanoparticles (NPs) is increasing due to their ability

This work studies the release of TiO₂ NPs from various commercial textile products which do not advertise that TiO₂ NPs have been added. A more detailed study of the work presented here is available.⁶

Experimental

Samples and Sample Preparation

The five textile samples used for this evaluation were purchased in local stores and are described in Table 1. A suspension of 40% TiO₂ NPs (30-50 nm) was purchased from US Research Nanomaterials™ (Houston, Texas, USA). To aid in NP dispersion, Triton X-100 (Sigma-Aldrich™, St. Louis, Missouri, USA) was added to all solutions at a final concentration of 0.0001%.

For total Ti determination, 0.25 g of each textile sample was cut in small pieces and digested in a microwave, along with 5 mL of concentrated (65%) nitric acid and 1 mL of concentrated (49%) hydrofluoric acid. Post digestion, 6 mL of 10% H₃BrO₃ (v/v) was added to each sample to complex the HF during a 15-minute cycle in the microwave. The samples were then brought to a final volume of 50 mL with deionized water and analyzed by conventional ICP-MS.

To examine TiO₂ NP release from fabric, a 400 cm² piece of each sample was removed and immersed in 200 mL of deionized water. The container was sonicated for 15 minutes and then placed on a shaking table (150 movements/minute) for 24 hours. The containers were sonicated a second time before an aliquot of liquid was removed for analysis. A deionized (DI) water blank spiked with 2.7 µg/L TiO₂ NPs was used as a control. Samples were diluted further with DI water, if necessary, and sonicated between dilutions to minimize NP agglomeration.

For determination of total titanium released by the fabrics, a 150 mL aliquot of each sample was removed and evaporated to dryness. The resulting solid was then microwave digested in acid for total Ti analysis.

To aid in TiO₂ NP washout, a rinsing solution was composed of 100 mg/L EDTA, 10 mg/L Triton X-100 in 100 mM ammonium hydroxide solution was used. Experimentally it was found that a rinse time of 180s was required to make sure all TiO₂ NPs were out of the system prior to the analysis of the next sample.

Instrumental Conditions

All analyses were performed on PerkinElmer's NexION® ICP-MS running Syngistix™ for ICP-MS software. For nanoparticle analysis, the Syngistix Nano Application Module was used for data collection and processing. Table 2 shows the NexION operating conditions for TiO₂ NP analysis. The transport efficiency was determined using 60 nm Au NPs (PerkinElmer, Shelton, CT USA). All TiO₂ NP measurements were made on Ti at m/z 48 since it is the most abundant Ti isotope. However, because a minor isotope of Ca also exists at m/z 48 (0.187%), all samples were measured a second time monitoring Ca at m/z 44 (2.056% abundance). Based on the isotopic ratio of ⁴⁴Ca:⁴⁸Ca (11:1), any contributions to the ⁴⁸Ti signal were removed.

Results and Discussion

First, all of the textile samples were measured for total Ti. It was found that Ti was present in all samples, as shown in Table 3, with concentrations ranging from 2.63 to 1448 µg/g.

Next, the samples were analyzed for TiO₂ NPs. Figure 1 shows signals from the TiO₂ NPs (i.e. control), and three of the samples. These plots clearly show differences between the samples: while the TiO₂ NP control shows a repeatable, uniform size distribution, the NP size distributions are much larger with the samples – up to 200 nm. In addition, there are variations from sample to sample within a sample type, as seen for Samples A and D. Table 4 shows the average NP size and particle concentration for each sample, where Samples B and C did not contain notable amounts of TiO₂ NPs.

Table 1. Description of Textiles.

Code	Product	Composition	Ecolabel	Color
A	Baby Bodysuit	100% Cotton	Nordic	White
B	Baby Bodysuit	48% Wool 47% Cotton 5% Polyamide	EU	Natural White
C	Table Placemat	100% linen	Not Available	Beige
D	Wet Wipes	Polyester, Viscose (With Lotion)	Nordic	White
E	Microfiber Coths	80% polyester 20% nylon	Nordic	Natural White

Table 2. NexION Operating Conditions for SP-ICP-MS Analysis.

Parameter	Value
Dwell Time	100 µs
Measurement Time	100 – 300 s
RPq	0.5
Analytes	⁴⁸ Ti, ⁴⁴ Ca
Transport Efficiency	6.5-7.5%
Sample Uptake Rate	0.288-0.298 mL/min

Table 3. Total Ti Content of the Samples.

Sample	Total Ti Content (µg/g)
A - Baby Bodysuit	2.63
B - Baby Bodysuit	57.3
C - Table Placemat	3.36
D - Wet Wipes	720
E - Microfiber Cloths	1448




Figure 1. Measured TiO₂ NP control size distributions for (A) TiO₂ NP control (B) baby bodysuit (100% cotton) (C) wet wipes (D) microfiber cloths.

Table 4. TiO₂ NP Size and Concentrations in the Textile Samples.

Sample	Size (nm)	Particle Conc. (10 ³ Particles/mL)	Particle Conc. (Particles/cm ²)
TiO ₂ NP Control	34.8	12 655	---
A - Baby Bodysuit	76.7	187	468
B - Baby Bodysuit	N/A	< 3.5	N/A
C - Table Placemat	N/A	< 3.5	N/A
D - Wet Wipes	49.3	2788	8201
E - Microfiber Cloths	75.8	1655	4137

Conclusion

This work has demonstrated the ability of SP-ICP-MS to both detect and measure TiO₂ nanoparticles released from textiles. The use of SP-ICP-MS allows a large number of particles to be rapidly analyzed and provides information on individual particles, overcoming limitations of conventional techniques for NP analysis. The results of this study showed that a variety of textile products contain TiO₂ NPs of various sizes and concentrations.

References

- Kohler, A.R., Som, C. *Technovation* 34 (8), 2014, 420-430.
- Laborda, F., Bolea, E., Cepria, G., et. al. *Analytica Chimica Acta*, 904, 2016, 1220-1232.
- Stephan, C., Neubauer, K. "Single Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry: Understanding How and Why", PerkinElmer, 2014.
- Hineman, A., Stephan, C. *J. Anal. At. Spectrom.* 29, 2014, 1252-1257.
- Dan, Y., Shi, H., Liang, X., Stephan, C. "Measurement of Titanium Dioxide Nanoparticles in Sunscreen using Single Particle ICP-MS", PerkinElmer, 2015.
- Mackevica, A., Olsson, M.E., Hansen, S.F., 2018. "Quantitative characterization of TiO₂ nanoparticle release from textiles by conventional and single particle ICP-MS." *Journal of Nanoparticle Research*, 20(1), p.1-11. DOI: 10.1007/s11051-017-4113-2.

Consumables Used

Component	Description	Part Number
Sample Uptake Tubing	0.38 mm id (Green/Orange), Flared, 2-stop	N0777042
Drain Tubing	1.30 mm id (Gray/Gray), Santoprene, 2-stop	N0777444